




Asociación Buenas Prácticas en
Seguridad de Pacientes
C.E. Covadonga, c/ Covadonga 10,
1º, 33002 OVIEDO, Asturias.
Tif. 985 20 21 18
www.bpseguridadpacientes.com/



Actividad avalada por la Asociación Española de Enfermería
en Endoscopia Digestiva (AEEED)



III CURSO
SOBRE REPROCESAMIENTO y
SEGURIDAD EN ENDOSCOPIA FLEXIBLE.
ACTUALIZACIÓN Y NOVEDADES EN
NORMATIVA Y PROCESOS

OVIEDO,
26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA VIERNES 27

HUCA
EDIFICIO DE DOCENCIA
N-1 AULA E1

PROGRAMA

VIERNES 27 de septiembre

9:00-9:15 EQUIPOS DE DAN AUTOMÁTICOS

Normativa. Tipos. Elementos. Compatibilidades.

Dra. Carmen Martínez Ortega. Responsable Medicina Preventiva y SP Área VIII SESPA

9:15-10:15 SISTEMAS DE ESTERILIZACIÓN EN PUNTO DE USO

Modera: **D. Jorge de la Vega García.** Enfermero Supervisor Servicio Esterilización Área IV SESPA

Revisión de tres sistemas existentes en el mercado nacional:

Agente esterilizante. Normativa aplicada. Evidencia. Compatibilidades.

Sistema de esterilización por inmersión en ácido peracético.

D. Carlos Lozano. Especialista Clínico en esterilización a baja temperatura Steris Iberia

Esterilizador líquido basado en peróxido de hidrógeno.

Dña Elisa Basso. Product Specialist Endoscopy. Steelco

Equipo de DAN y esterilización por ácido peracético.

Dña Elena Lorenzo Marfil. Infection Control Manager Matachana SA

10:15-11:15 ESTERILIZACIÓN FINAL EN ENDOSCOPIA FLEXIBLE

Modera **Dra. Carmen Martínez Ortega.** Responsable Medicina Preventiva y SP Área VIII SESPA

Óxido de Etileno. Dña Isabel Salvador. Asesora Técnico-Científico en Esterilización e Higiene 3M España SL

Vapor por Formaldehído al 2%. Dña Elena Lorenzo Marfil. Infection Control Manager Matachana SA

Peróxido de Hidrógeno (fase plasma). D. Fermín Benito Martín. Advanced Sterilization Products España S.L

Peróxido de Hidrógeno (fase vapor). Dña Brisia López-Ortega. Steris Iberia

11:15-12:00 Descanso-Café

12:00-12:45 ENDOSCOPIOS FLEXIBLES: MORFOLOGÍA Y GESTIÓN DE REPARACIONES

Modera: **D. Alejandro Toledo Soriano.** Enfermero Endoscopias Digestivas HUCA. Vocal AEEED

Endoscopios flexibles sin canales

Endoscopios flexibles con canales

Ecógrafos endocavitarios

Accesorios y material de un solo uso

D. Miguel de Andrés . Responsable del Servicio Técnico de Medical Sistem Division de Olympus

Incidentes y averías más frecuentes.

Mantenimiento preventivo y correctivo.

Gestión de reparaciones.

Julián Bautista. Director General División Endoscopia SIMMEDICA

Aspectos a tener en cuenta por el Servicio de Mantenimiento del centro asistencial.

Dña Lorena Andrés Fernández. Sº Ingeniería y Mantenimiento Área IV SESPA

12:45-13:30 INSTALACIONES Y MODELOS DE GESTIÓN PARA EL REPROCESAMIENTO DE ENDOSCOPIA.

Modera: **Dña. Belén Suárez Mier.** Enfermera Técnico de Formación (Instituto Asturiano Adolfo Posada').

Experta en Seguridad del Paciente y Acceso Vascular. HUCA

Diseño y dimensionamiento de una central de reprocesamiento de endoscopia flexible. Modelos de Gestión.

D. Jorge de la Vega García. Supervisor Servicio Esterilización Área IV SESPA

Aspectos a tener en cuenta ante un expediente de instalación y equipamiento de una unidad de reprocesamiento desde el punto de vista de Medicina Preventiva.

Dra. Carmen Martínez Ortega. Responsable Medicina Preventiva y SP Área VIII SESPA

13:30-14:30 PRESENTE Y FUTURO EN LA GESTIÓN DE LA ENDOSCOPIA FLEXIBLE

Modera: **Dra. Carmen Martínez Ortega.** Responsable Medicina Preventiva y SP Área VIII SESPA

Importancia de la comunicación y trabajo en equipo en endoscopia.

Dra Begoña Martínez Argüelles. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Gerente del Área Sanitaria V del SESPA

Evolución del reprocesamiento de la endoscopia en los últimos cuatro años. Implicaciones para el fabricante y el usuario. Responsabilidad compartida. Futuro a medio y largo plazo.

D. Rafael Ruiz Mosquera. CEO PENTAX

14:30 CONCLUSIONES y ACTO DE CLAUSURA. LUNCH DESPEDIDA

